

- 使用装置 : Symbia Evo Excel
- 製剤 : 99mTc-HAS-D
- コリメータ : LMEGP
- マトリックスサイズ : 256×1024
- ズーム : 1.00
- 撮影プリセット : 99mTc-20%、自動近接
- 検出器 : 両面検出
- スキャン長 下肢 : 足首～頭頂
- 上肢 : 手首～頭頂
- スキャン速度 : トータルスキャン時間が10分になるよう可変
 - 例) 180cmの場合 18cm/min
 - 150cmの場合 15cm/min
- 収集時相 : 注射後 15、60 分

※15分後の撮影終了後、60分後の撮影までは寝台から降りて足首の運動や屈伸、マッサージなどをして待機してもらう。
- 撮影体位 : Head First (撮影方向 : Head Out)
- 投与量 : 150MBq ずつ皮下に注射 (キシロカイン使用)
- 投与部位 下肢 : 第1、2趾の間
- 上肢 : 第2、3指の間